

Wb、Elisa用抗4F2Hc/Cd98/Slc3A2モノクローナル抗体 - P10852

商品番号: CM0007371



前書き

マウスSLC3A2 (SWISS P10852) に対する組換えモノクローナル抗体で、WB およびELISAでバリデーション済みです。マウスおよびラットと交差反応します。アミノ酸トランスポーター機能およびインテグリン関連シグナル伝達の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	4F2hc/CD98/SLC3A2ウサギmAb
備考/別名	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc; 4F2hc/CD98/SLC3A2
種	マウス
GeneID (ヒト)	6520
GeneID	17254
免疫原	マウス4F2hc/CD98/SLC3A2 (P10852) のアミノ酸105～526内の配列に対応する組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P10852
タンパク質分子量	58KDa
配送	保冷バッグ