


Ihc-P/If/Icc/Elisa用 抗53Bp1ウサギモノクローナル抗体 - Q12888

商品番号: CM0004439



前書き

ヒト53BP1に対するウサギモノクローナル抗体で、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。214kDaのタンパク質を検出し、マウスと交差反応性があります。DNA損傷と修復研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	53BP1 ウサギ mAb
備考/別名	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1
種	ヒト
遺伝子ID	7158 (ヒト)
免疫原	ヒト53BP1 (Q12888) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q12888
タンパク質重量	214kDa
輸送	保冷バッグ