


Wb、If-P、Elisa用 抗5Ht7受容体 ウサギモノクローナル抗体 - P34969

商品番号: CM0002396



前書き

ヒト5HT7受容体（5-HT7、セロトニン受容体7）を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体です。WB、IF-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。セロトニンを介したGPCRシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	5HT7受容体 ウサギmAb
別名	5-HT7; 5HT7受容体
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3363
GeneID	3363
免疫原	ヒト5HT7受容体（P34969）のアミノ酸1～100番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P34969
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	氷袋