

Wb、Elisa用 抗5T4（トロホブラスト糖タンパク質）ポリクローナル抗体 - Q13641

商品番号: CM0018039



前書き

ヒト5T4（トロホブラスト糖タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。研究用として、46 kDaのWntシグナル阻害因子を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	5T4 ウサギ pAb
備考/別名	5T4; M6P1; 5T4AG; WAIF1
種	ヒト
GeneID	7162
免疫原	ヒト5T4 (NP_006661.1) のアミノ酸32-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q13641
タンパク質分子量	46kDa
発送	保冷バッグ