


Wb、If/Icc、Elisa用抗67Kdaラミニン受容体ポリクローナル抗体 - P08865

商品番号: CM0028435



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗67kDaラミニン受容体ポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。リボソーム集合、細胞接着、ウイルス感染における67LRの役割をご研究ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	67kDa ラミニン受容体 ウサギ pAb
別名	SA; LBP; LRP; p40; uS2; 67LR; ICAS; lamR; 37LRP; LAMBR; LAMR1; LRP/LR; LBP/p40; NEM/1CHD4; 67kDa ラミニン受容体
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3921
GeneID	3921
免疫原	ヒト67kDaラミニン受容体 (NP_002286.2) のアミノ酸1-295番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08865
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	保冷剤