


Anti-67Kda Laminin Receptor (Rpsa) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P08865

商品番号: CM0012473



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用67kDaラミニン受容体（RPS A、37LRP）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを認識します。免疫原：アミノ酸196-295領域内の合成ペプチド。がんおよび感染症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	67kDa Laminin Receptor Rabbit mAb
備考/別名	SA; LBP; LRP; p40; uS2; 67LR; ICAS; lamR; 37LRP; LAMBR; LAMR1; LRP/LR; LBP/p40; NEM/ICH4; 67kDa Laminin Receptor
種	ヒト
遺伝子ID	3921
免疫原	合成ペプチド - ヒトラミニン受容体（P08865）のアミノ酸196-295内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08865
タンパク質分子量	33kDa
配送	アイスバッグ