

抗A-アクチン1（A-Sma）ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - P68133

商品番号: CM0004393



前書き

ヒトα-アクチン1（α-SMA）に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。筋肉生物学および細胞骨格研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	α-アクチン1（α-SMA）ウサギmAb
備考/別名	ACTA; ACTA1; CFTD; MPFD; NEM1; NEM2; NEM3; SHPM; CFTD1; CFTDM; CMYP2A; CMYP2B; CMYP2C; α-Actin-1 (α-SMA)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	58
GeneID	58
免疫原	ヒトα-アクチン1（ACTA1）のアミノ酸278～377番に対応する合成ペプチド (P68133)
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P68133
タンパク質分子量	42kDa
輸送方法	氷袋梱包