

ウエスタンブロット (Wb)、免疫蛍光 (If/Icc、If-P)、Elisa用 抗A-アクチン-1 (Acta1) ウサギモノクローナル抗体 - P68133

商品番号: CM0007180



前書き

ヒトα-アクチン-1 (ACTA1)

を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロット (WB)、免疫蛍光 (IF/ICC、IF-P)、ELISAに使用できます。マウスおよびラットとの交差反応性があります。骨格筋細胞骨格および細胞運動性の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	α-アクチン-1 (ACTA1) ウサギ mAb
備考/別名	ACTA; ASMA; CFTD; MPFD; NEM1; NEM2; NEM3; SHPM; CFTD1; CFTDM; CMYP2A; CMYP2B; CMYP2C; α-Actin-1 (ACTA1)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	58
遺伝子ID	58
免疫原	合成ペプチド ヒトα-アクチン-1 (ACTA1) (P68133) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P68133
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ