


抗A-アクチニン4ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O43707

商品番号: CM0023323



前書き

ヒトα-

アクチニン4に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。F-アクチン架橋、小胞輸送、タイトジャンクション生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	α-アクチニン4 ウサギ pAb
別名	FSGS; FSGS1; ACTININ-4; α-Actinin-4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	81
遺伝子ID	81
免疫原	ヒトα-アクチニン4 (NP_004915.2) のアミノ酸570〜650番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43707
タンパク質分子量	105kDa
発送	氷袋