


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗A-アクチニン4ウサギモノクローナル抗体 - O43707

商品番号: CM0008977



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みの抗 α -アクチニン4ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アクチン細胞骨格、細胞結合、転写調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	α -アクチニン4 ウサギmAb
備考／別名	FSGS; FSGS1; ACTININ-4; α -Actinin-4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	81
GeneID	81
免疫原	ヒト α -アクチニン4 (O43707) のアミノ酸1-100番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43707
タンパク質分子量	105kDa
発送	保冷剤