

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗A-Raf ウサギモノクローナル抗体 - P10398

商品番号: CM0005584



前書き

ヒトA-RAF (P10398)

に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット (WB)、IHC-

P、ELISAで検証済み。増殖シグナル伝達、筋分化、がん経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	A-RAF ウサギ mAb
備考/別名	PKS2; A-RAF; ARAF1; RAFA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	369
GeneID	369
免疫原	ヒトA-RAF (P10398) のアミノ酸166-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P10398
タンパク質分子量	68kDa
発送	保冷バッグ