

## Anti- $\alpha$ -Smooth Muscle Actin (ACTA2) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P62736

商品番号: CM0002732

### 前書き

ヒト $\alpha$ 平滑筋アクチン（ACTA2）に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。細胞骨格および平滑筋の研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名         | $\alpha$ -Smooth Muscle Actin (ACTA2) Rabbit mAb             |
| 備考/別名       | ACTSA; $\alpha$ -Smooth Muscle Actin (ACTA2)                 |
| 種           | ヒト                                                           |
| GeneID (ヒト) | 59                                                           |
| GeneID      | 59                                                           |
| 免疫原         | ヒト $\alpha$ 平滑筋アクチン（ACTA2）（P62736）のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド |
| ソース         | ウサギ                                                          |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                    |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                                    |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                   |
| SWISS       | P62736                                                       |
| タンパク質分子量    | 42kDa                                                        |
| 配送          | 氷袋                                                           |