

抗A-平滑筋アクチン（Acta2）ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - P62736

商品番号: CM0028491

前書き

ヒト、マウス、ラットのα-平滑筋アクチン（ACTA2）を対象とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。研究用途における平滑筋細胞の運動性および細胞骨格の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	α-Smooth Muscle Actin (ACTA2) ウサギpAb
略称/別名	ACTSA; α-平滑筋アクチン (ACTA2)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	59
遺伝子ID	59
免疫原	合成ペプチド ヒトα-平滑筋アクチン（ACTA2）（NP_001604.1）のアミノ酸1〜100番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62736
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷剤