

抗A-平滑筋アクチン（Acta2）ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - P62736

商品番号: CM0013516

前書き

ヒトα-平滑筋アクチン（ACTA2、P62736）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウス、ラットと交差反応します。細胞骨格および平滑筋研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	α-Smooth Muscle Actin (ACTA2) ウサギpAb
備考/別名	ACTSA; α-Smooth Muscle Actin (ACTA2)
由来種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	59
遺伝子ID	59
免疫原	ヒトα-平滑筋アクチン（ACTA2）（NP_001604.1）のアミノ酸1-100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62736
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	保冷剤使用