


Anti-A-Synuclein Monoclonal Antibody For Wb - P37840

商品番号: CM0006519



前書き

ヒトα-シヌクレイン（PD1、NACP、PARK1/4）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済み；マウスおよびラットと交差反応します。シナプス機能および神経変性研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	α-Synuclein Rabbit mAb
備考/別名	PD1; NACP; PARK1; PARK4; α-Synuclein
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6622
遺伝子ID	6622
免疫原	組換えタンパク質 ヒトα-シヌクレイン（NP_000336.1）のアミノ酸59-140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37840
タンパク質分子量	14kDa
配送	氷袋