


Wb、If、Ihc、Elisa用抗A-シヌクレインウサギモノクローナル抗体 - P37840

商品番号: CM0006570



前書き

WB、IF、IHC、ELISAでバリデーション済みの組換えα-シヌクレインウサギモノクローナル抗体（P37840）。ヒト、マウス、ラットと反応します。14 kDa。シナプス機能、神経変性、パーキンソン病研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	α-シヌクレイン ウサギmAb
備考／別名	PD1、NACP、PARK1、PARK4、α-シヌクレイン
種	ヒト
遺伝子ID	6622（ヒト）
免疫原	ヒトα-シヌクレイン（NP_000336.1）のアミノ酸1～140に相当する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IF-F、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37840
タンパク質分子量	14 kDa
配送	保冷剤