


Wb、Ip、If/Icc、If-P、Elisa用 抗A-シヌクレイン ウサギ モノクローナル抗体 - P37840

商品番号: CM0007447



前書き

ヒトα-

シヌクレイン（P37840）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済み。マウス、ラットとの交差反応性あり。神経変性疾患研究や体外診断用医薬品（IVD）アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	α-シヌクレイン ウサギ mAb
備考/別名	PD1, NACP, PARK1, PARK4, α-Synuclein
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6622
GeneID	6622
免疫原	ヒトα-シヌクレイン（NP_000336.1）のアミノ酸1-140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37840
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ