

Wb用抗A-チューブリンウサギモノクローナル抗体 - P68366

商品番号: CM0011002

前書き

高品質な抗α-
チューブリンウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-
C-
P、IF/ICC、IP、ELISAにおける性能が検証されています。ヒト、マウス、ラットのα-チューブリン（約50 kDa）を検出します。微小管および細胞骨格の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	α-チューブリン ウサギmAb
備考／別名	ALS22; TUBA1; H2-ALPHA; α-チューブリン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7277
遺伝子ID	7277
免疫原	合成ペプチド ヒトα-チューブリン (P68366) のアミノ酸349～448内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P68366
タンパク質分子量	50 kDa
配送	保冷バッグ