

Anti-A1Cf（Apobec1相補補因子）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q9Nq94

商品番号: CM0014005



前書き

A1CFウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。APOB mRNA編集複合体の必須成分である、ヒト・マウス・ラットのAPOBEC1相補補因子を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	A1CF Rabbit pAb
別名	ACF; ASP; ACF64; ACF65; APOBEC1CF; A1CF
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	29974
遺伝子ID	29974
免疫原	組換えタンパク質 ヒトA1CF（NP_055391.2）のアミノ酸50〜120番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q9Nq94
タンパク質分子量	65kDa
輸送方法	保冷剤