


Wb、Elisa用抗A2ML1ウサギポリクローナル抗体 - A8K2U0

商品番号: CM0024630



前書き

ヒトA2ML1を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットティングおよびELISAでの検証が完了しています。ラットとの交差反応性を示します。プロテアーゼ阻害機構や、落屑過程を含む表皮生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	A2ML1 ウサギpAb
備考/別名	OMS; p170; CPAMD9; A2ML1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	144568
遺伝子ID	144568
免疫原	合成ペプチド ヒトA2ML1 (NP_653271.3) のアミノ酸400～500番以内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	A8K2U0
タンパク質分子量	161kDa
発送方法	保冷剤