


WbおよびElisa用 抗Aaas ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nrg9

商品番号: CM0029194



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みのAAASウサギポリクローナル抗体。ヒトAladin（AAAS）タンパク質（Gene ID: 8086, ~60 kDa）と反応します。核膜孔複合体機能、神経系発生、有糸分裂に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AAAS ウサギ pAb
備考/別名	AAA, AAASb, GL003, ALADIN, ADRACALA, ADRACALIN, AAAS
種	ヒト
遺伝子ID	8086
免疫原	ヒトAAAS（NP_056480.1）のアミノ酸287-546に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NRG9
タンパク質分子量	60kDa
配送	保冷バッグ