

Wb、Elisa用抗Aadacポリクローナル抗体 - P22760

商品番号: CM0015677

前書き

ヒトAADAC（アリールアセトアミド脱アセチル化酵素）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。組換え免疫原（アミノ酸170～399）。トリグリセリドリパーゼ活性、異物代謝、肝臓関連経路の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AADACウサギpAb
備考／別名	DAC; CES5A1; AADAC
種	ヒト
GeneID（ヒト）	13
GeneID	13
免疫原	ヒトAADAC（NP_001077.2）のアミノ酸170～399に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P22760
タンパク質分子量	46 kDa
輸送	保冷剤