

Anti-Aadat ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8N5Z0

商品番号: CM0018322



前書き

AADAT Rabbit

pAbは、ヒトAADATに対してウサギで作製されたポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、ラットとの交差反応性があり、アミノ基転移酵素およびキヌレニン代謝に関する研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AADAT Rabbit pAb
備考/別名	KAT2; KATII; KYAT2; AADAT
種	ヒト
GeneID (Human)	51166
GeneID	51166
免疫原	ヒトAADAT（NP_001273611.1）のアミノ酸34-429に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q8N5Z0
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ