

Anti-Aadat ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q8N5Z0

商品番号: CM0013379



前書き

AADAT Rabbit pAbは、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAの各アプリケーションで検証済みのポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のAADAT（KAT2/KYAT2）を検出し、ミトコンドリアアミノトランスフェラーゼ機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AADAT Rabbit pAb
備考/別名	KAT2; KATII; KYAT2; AADAT
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51166
遺伝子ID	51166
免疫原	ヒトAADAT (NP_001273611.1) のアミノ酸34～429に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N5Z0
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	氷袋