


Anti-Aak1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q2M2I8

商品番号: CM0024199



前書き

ヒトAAK1に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。AP2関連プロテインキナーゼ1（クラスリン介在性エンドサイトーシスの制御因子）を標的とします。エンドサイトーシスやウイルス侵入の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AAK1 Rabbit pAb
種	ヒト
遺伝子ID	22848
免疫原	ヒトAAK1（NP_055726.4）のアミノ酸450-550領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q2M2I8
タンパク質分子量	103 kDa
配送	アイスバッグ