

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Aampモノクローナル抗体 - Q13685

商品番号: CM0002613

前書き

ウエスタンブロット（WB）、免疫蛍光/免疫細胞化学（IF/ICC）、およびELISAで検証されたAnti-AAMPウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのAAMPと交差反応します。血管新生および細胞遊走の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AAMP Rabbit mAb
備考/別名	AAMP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	14
GeneID	14
免疫原	合成ペプチド；ヒトAAMP（Q13685）のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13685
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ