


WbおよびElisa用Anti-Aanatウサギポリクローナル抗体 - Q16613

商品番号: CM0014228



前書き

ヒトセロトニンN-

アセチルトランスフェラーゼ（AANAT）を標的とする、ウェスタンブロットおよびELISA用ウサギポリクローナル抗体。組換えタンパク質免疫原（aa 1-207）。メラトニン生合成および概日リズムの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AANAT Rabbit pAb
備考/エイリアス	DSPS; SNAT; AANAT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	15
遺伝子ID	15
免疫原	ヒト AANAT (NP_001079.1) のアミノ酸1-207に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16613
タンパク質分子量	23kDa
配送	氷袋