


Anti-Aars2 ラビットポリクローナル抗体（Wb・Elisa用）- Q5Jtz9

商品番号: CM0026210



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用に検証済みのAARS2ラビットポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのミトコンドリアアラニンtRNAリガーゼを検出します。タンパク質翻訳およびcGAS/STINGシグナル伝達の阻害に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] AARS2 Rabbit pAb
備考/別名	AARSL; LKENP; COXPD8; MTALARS; MT-ALARS
種	ヒト
遺伝子ID	57505
免疫原	ヒトAARS2 (NP_065796.2) のアミノ酸491-620に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5JTZ9
タンパク質分子量	107kDa
配送	アイスバッグ