

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Aars/Aars1ウサギポリクローナル抗体 - P49588

商品番号: CM0015108



前書き

ヒトアラニルトRNA合成酵素（AARS/AARS1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。核内型および細胞質型を標的とし、タンパク質ラクトシル化および神経変性研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AARSウサギpAb
備考/別名	AARS; TTD8; CMT2N; DEE29; HDLS2; EIEE29
種	ヒト
遺伝子ID	16
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49588
タンパク質分子量	107 kDa
輸送	保冷バッグ