


Wb、Elisa用Anti-Aatfポリクローナル抗体 - Q9Ny61

商品番号: CM0025540



前書き

AATF (Che-1/DED)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。AATFは、リボソーム生合成および転写調節に関与する核小体タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AATF Rabbit pAb
備考/別名	DED; BFR2; CHE1; CHE-1; AATF
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26574
遺伝子ID	26574
免疫原	ヒトAATF (NP_036270.1) のアミノ酸7-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NY61
タンパク質分子量	63kDa
配送	アイスバッグ