


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Abca1ポリクローナル抗体 - O95477

商品番号: CM0022051



前書き

ABCA1 Rabbit

pAbは、ヒトABCA1 (TGD、ABCI、CERP) を検出し、マウスとの交差反応性を示します。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。コレステロール流出およびHDL形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCA1 Rabbit pAb
備考/別名	TGD; ABCI; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13; ABCA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	19
遺伝子ID	19
免疫原	ヒトABCA1 (NP_005493.2) のアミノ酸1170-1350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O95477
タンパク質分子量	254 kDa
配送	氷袋