


抗Abca1 ウサギポリクローナル抗体 - O95477

商品番号: CM0025277



前書き

ヒトABCA1に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。コレステロール流出およびHDL研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCA1 ウサギ pAb
備考／別名	TGD, ABC1, CERP, ABC-1, HDLDT1, HPALP1, HDLCQTL13, ABCA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	19
免疫原	組換えタンパク質：ヒトABCA1 (NP_005493.2) のアミノ酸1870～2120番の配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O95477
タンパク質分子量	254 kDa
輸送方法	保冷剤