

If/Icc、Elisa用抗Abca12ウサギポリクローナル抗体 - Q86Uk0

商品番号: CM0021634

前書き

免疫蛍光（IF/ICC）およびELISAで検証済みの高品質 ABCA12ウサギポリクローナル抗体です。マウスとの交差反応性があります。表皮脂質ラメラ形成と皮膚バリア機能に不可欠なグルコシルセラミド輸送体ABCA12を標的とします。皮膚科学、脂質輸送、魚鱗癬の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCA12ウサギpAb
備考／別名	LI2; ICR2B; ARCI4A; ARCI4B; ABCA12
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	26154
遺伝子ID	26154
免疫原	ヒトABCA12（NP_775099.2）の2456～2595番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q86UK0
タンパク質重量	293kDa
配送	保冷バッグ