

Anti-Abca2 ウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, If-P, Elisa対応） - Q9Bzc7

商品番号: CM0024636

前書き

ヒトABCA2を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ABCA2は、コレステロール恒常性とミエリン形成に関与する脂質輸送体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCA2 Rabbit pAb
備考/別名	ABC2; IDPOGSA; ABCA2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	20
遺伝子ID	20
免疫原	ヒトABCA2 (NP_001597.2) のアミノ酸140-350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BZC7
タンパク質分子量	270kDa
配送	アイスパック