

抗Abca4ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P78363

商品番号: CM0012846



前書き

ABCA4 Rabbit

pAbはWBおよびELISAでの使用が検証済みのポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと反応します。光受容体におけるレチノイド除去に必須な網膜特異的ABCトランスポーターABCA4を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCA4 Rabbit pAb
備考／別名	FFM; RMP; ABCR; RP19; STGD; ABC10; ARMD2; CORD3; STGD1; ABCA4
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	24
GeneID	24
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトABCA4 (NP_000341.2) のアミノ酸110～300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78363
タンパク質分子量	256kDa
発送方法	保冷剤