


Anti-Abca7ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q8Izy2

商品番号: CM0023778



前書き

ヒトABCA7を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。アルツハイマー病および脂質恒常性に関与するリン脂質トランスporterです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCA7 Rabbit pAb
備考/別名	AD9; ABCX; ABCA-SSN; ABCA7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10347
遺伝子ID	10347
免疫原	ヒトABCA7 (NP_061985.2) のアミノ酸2010-2146に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IZY2
タンパク質分子量	234kDa
配送	氷袋