

Wb、Elisa用 Anti-Abca8 ポリクローナル抗体 - O94911

商品番号: CM0021169

前書き

ヒトおよびラットにおけるウェスタンブロットおよびELISAで検証済みの、ABCA8を標的とするウサギポリクローナル抗体。このATP結合カセットトランスポーターは有機アニオンの取り込みとコレステロール流出を媒介するため、本抗体は薬物輸送および脂質代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ABCA8 ウサギ pAb
備考/別名	ABCA8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10351
GeneID	10351
免疫原	組換えタンパク質[ヒトABCA8 (NP_009099.1) のアミノ酸425-495に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O94911
タンパク質分子量	184kDa
発送	保冷バッグ