


If/IccおよびElisa用 抗Abcb11ウサギポリクローナル抗体 - O95342

商品番号: CM0018732



前書き

ヒトABCB11（BSEP）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAでの使用が検証されています。マウスおよびラットを検出します。胆汁酸塩輸出ポンプ研究、肝輸送研究、胆汁うっ滞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCB11ウサギpAb
備考／別名	BSEP; PGY4; SPGP; ABC16; BRIC2; PFIC2; PFIC-2; ABCB11
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	8647
GeneID	8647
免疫原	合成ペプチド ヒトABCB11（NP_003733.2）のアミノ酸1050～1150内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O95342
タンパク質分子量	146kDa
輸送	保冷バッグ