


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Abcb11 ウサギポリクローナル抗体 - O95342

商品番号: CM0027707



前書き

ABCB11 (BSEP)

に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。胆汁酸塩輸送および肝内胆汁うっ滞の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCB11 ウサギ pAb
備考/別名	BSEP; PGY4; SPGP; ABC16; BRIC2; PFIC2; PFIC-2; ABCB11
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8647
遺伝子ID	8647
免疫原	ヒト ABCB11 (NP_003733.2) のアミノ酸1050-1150に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95342
タンパク質分子量	146kDa
発送	保冷バッグ