

Wb、Elisa用 抗Abcb4ポリクローナル抗体 - P21439

商品番号: CM0030829



前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証された高品質な抗ABCB4ポリクローナル抗体。胆汁脂質分泌に重要なホスホリピッドフロッパーゼであるヒトおよびマウスABCB4と反応します。肝胆道疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCB4 ウサギ pAb
備考/別名	GBD1; ICP3; MDR2; MDR3; PGY3; ABC21; MDR2/3; PFIC-3; ABCB4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5244
GeneID	5244
免疫原	ヒトABCB4 (NP_061337.1) のアミノ酸1-110に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P21439
タンパク質分子量	142kDa
発送	保冷バッグ