


Anti-Abcb7 ラビットポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - O75027

商品番号: CM0015236



前書き

ヒトABCB7を標的とする高品質なラビットポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリアの鉄-硫黄クラスター輸送およびヘム生合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCB7 Rabbit pAb
備考/別名	ABCB7; ASAT; Atm1p; EST140535; ABCB7
種	ヒト
遺伝子ID	22
免疫原	ヒトABCB7 (NP_004290.2) のアミノ酸503-753に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75027
タンパク質分子量	83kDa
配送	氷袋