


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Abcb8 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nut2

商品番号: CM0030529



前書き

ヒトABCB8に対するウサギポリクローナル抗体で、W B、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。鉄輸送と心機能に
与するミトコンドリアカリウムチャネルのATP結合サ
ブユニットを標的とします。マウス、ラットと交差反
応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCB8 Rabbit pAb
備考/別名	MABCI; M-ABCI; MITOSUR; EST328128; ABCB8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11194
免疫原	ヒトABCB8 (NP_009119.2) のアミノ酸469-718に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NUT2
タンパク質分子量	80kDa
輸送	保冷バッグ