

Wb、Elisa用抗Abcc5ウサギポリクローナル抗体 - O15440

商品番号: CM0025210



前書き

WB、ELISAで検証済みのABCC5ウサギpAb。ヒト、マウス、ラットのABCC5（MRP5）を検出します。組換え免疫原（アミノ酸1-179）。輸送および薬剤耐性研究用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCC5 ウサギpAb
別名	MRP5; SMRP; ABC33; MOATC; MOAT-C; pABC11; EST277145; ABCC5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10057
GeneID	10057
免疫原	ヒトABCC5（NP_005679.2）のアミノ酸1-179に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15440
タンパク質分子量	161kDa
配送方法	氷袋