

Anti-Abcc5/Mrp5 Rabbit Polyclonal Antibody For If-P And Elisa - O15440

商品番号: CM0025839



前書き

ヒトABCC5/MRP5を標的とするウサギポリクローナル抗体。IF-

PおよびELISAアプリケーションで検証済みです。MRP5は、薬剤耐性および代謝産物の排出に関与するATP依存性トランスポーターです。腫瘍学および薬理学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ABCC5/MRP5 Rabbit pAb
備考/別名	MRP5; SMRP; ABC33; MOATC; MOAT-C; pABC11; EST277145
種	ヒト
GeneID	10057
免疫原	ヒトABCC5/MRP5 (NP_005679.2) のアミノ酸1101-1200領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15440
タンパク質分子量	161kDa
配送	氷袋