


Wb、If/Icc、Elisa用抗Abcd1ウサギポリクローナル抗体 - P33897

商品番号: CM0013027



前書き

ヒトABCD1（ALDP）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。ヒトおよびマウスのABCD1を検出し、ペルオキシソーム輸送および副腎白質ジストロフィー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCD1ウサギpAb
備考／別名	ALD; AMN; ALDP; ABC42; ABCD1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	215
遺伝子ID	215
免疫原	組換えタンパク質 ヒトABCD1（NP_000024.2）の340～500アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P33897
タンパク質分子量	83kDa
輸送条件	保冷バッグ