


Wb、If/Icc、Elisa用抗Abce1ウサギモノクローナル抗体 - P61221

商品番号: CM0006184



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用抗ABCE1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウスと交差反応します。リボソームリサイクルおよびRNase L阻害を標的とし、翻訳および抗ウイルス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCE1ウサギmAb
備考／別名	RLI; OABP; RLII; ABC38; RNS4I; RNASEL1; RNASEL2; ABCE1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6059
遺伝子ID	6059
免疫原	合成ペプチド；ヒトABCE1 (NP_002931.2) のアミノ酸500～599に相当する配列内の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P61221
タンパク質分子量	67kDa
輸送	保冷バッグ