


Wb・Elisa用抗Abce1ウサギポリクローナル抗体 - P61221

商品番号: CM0025758



前書き

ABCE1ウサギポリクローナル抗体(P61221)は、リボソーム再生因子かつRNase

L阻害因子であるヒトおよびマウスのABCE1を検出します。WBおよびELISAアプリケーションに適しており、翻訳、mRNAサーベイランス、抗ウイルス経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCE1 Rabbit pAb
備考/別名	RLI; OABP; RLI1; ABC38; RNS4I; RNASEL1; RNASEL2; ABCE1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6059
遺伝子ID	6059
免疫原	ヒトABCE1 (NP_002931.2) のアミノ酸320～599に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P61221
タンパク質分子量	67kDa
輸送方法	保冷剤