


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Abcf1ウサギモノクローナル抗体 - Q8Ne71

商品番号: CM0003418



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの高品質ウサギモノクローナル抗ABCF1抗体です。翻訳開始因子かつATP結合カセットタンパク質であるヒトABCF1/ABC50を標的としており、研究および診断用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCF1 ウサギmAb
別名	ABC27; ABC50; ABCF1
反応種	ヒト
遺伝子ID	23
免疫原	ヒトABCF1（Q8NE71）のアミノ酸746～845領域の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NE71
タンパク質分子量	96kDa
輸送方法	氷袋