

抗Abcf2ポリクローナル抗体 (Wb用) - Q9Ug63

商品番号: CM0030313

前書き

ABCF2 (SWISS: Q9UG63)
に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、I
F/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのサン
プルと反応します。ABCトランスポーター研究や診断
薬開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCF2 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	ABC28; HUSSY18; HUSSY-18; EST133090; ABCF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10061
GeneID	10061
免疫原	ヒトABCF2の1-250アミノ酸配列に対応する組み換え融合タンパク質 (NP_005683.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9UG63
タンパク質重量	71kDa
配送	アイスバッグ