

Wb、Elisa用 抗Abcg1 ウサギモノクローナル抗体 - P45844

商品番号: CM0003002



前書き

WBおよびELISAで検証済みのABCG1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのABCG1を認識します。マクロファージやその他の組織におけるコレステロール流出および脂質輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCG1 ウサギmAb
備考/別名	ABC8; WHITE1; ABCG1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9619
GeneID	9619
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45844
タンパク質分子量	76kDa
発送	保冷バッグ